

800  
lavages  
par  
cartouche

## Fiche produit

## Crème lavante nacrée



**Description :** Crème lavante nacrée fluide pour les mains, agréablement parfumée au camélia.

**Utilisation :** Convient à tous types de sanitaires (bureaux et espaces publics).

**Mode d'emploi :** Appliquer une dose de crème lavante sur mains sèches ou mouillées (selon préférence). Bien frictionner en insistant sur les espaces interdigitaux, puis rincer soigneusement à l'eau claire. Sécher les mains à l'aide d'un essuie-mains à usage unique.

**Conformité réglementaire :** Conforme à la Directive Cosmétique Européenne 76/768 CEE.

Caractéristiques	Avantages
Lavage doux	Contient un mélange de tensioactifs doux favorisant une utilisation régulière et permettant d'éliminer les salissures courantes.
Formule bactériostatique et fongistatique	Limite la prolifération des germes
Couleur blanc nacré	Présence d'agents nacrants procurant une sensation de bien-être pendant le lavage.
Agréablement parfumée	Son parfum printanier (senteur camélia) convient aussi bien aux hommes qu'aux femmes.
Crème lavante onctueuse	Crème lavante douce produisant une mousse riche et onctueuse. Idéal pour une utilisation fréquente et quotidienne.
pH neutre	Garantit une compatibilité avec la peau et réduit le risque d'irritation cutanée.
Rinçage facile	S'élimine facilement à l'eau, ne laissant aucun résidu sur la peau ou sur les lavabos.
Économie d'utilisation	Une seule dose est nécessaire pour obtenir un lavage efficace des mains.
Hygiénique	Les inserts sont scellés aux cartouches par ultrasons durant le processus de fabrication afin de protéger le produit. Les pompes brevetées sont conçues pour que l'air ne pénètre pas dans la cartouche pendant son utilisation, et permettent ainsi d'éviter le risque de contamination externe.
Pas de gaspillage	Grâce aux inserts scellés, l'air ne pénètre pas dans les cartouches. Celles-ci se rétractent totalement, garantissant une utilisation du produit jusqu'à la dernière dose.

Code	Conditionnement unité	Cdt carton	Palettisation	Compatibilité appareil
NAC808HEDIS	Cartouche rétractable de 800 ml	8 x 800 ml	60	PRO000HEDIS